

BICORE R-LI 40

FICHE TECHNIQUE

Saisir le mot important d'un collègue, percevoir le son des machines, comprendre les personnes qui nous entourent quelque soit l'environnement sonore dans lequel nous nous trouvons, est au centre de la technologie **Rexton BiCore**. Avec un niveau d'entrée élevé, une liaison binaurale ultra-rapide et fiable, et l'analyse haute résolution, les aides auditives **Rexton BiCore** restituent tous les sons importants autour de l'utilisateur. Rexton permet une écoute fiable et stable, même dans les situations exigeantes grâce à sa plate-forme solide - Ne vous préoccupez plus que de votre travail.



IDENTIFICATION

Consommation	-	Pertes	Légères à sévères
Niveaux de sortie max.	131 dB SPL*	Classe	2
Gain max.	75 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



7 3 4 3 7 2 0
Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 7 0 8
Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 7 3 7
Aide Auditive de Classe II Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 7 1 4
Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

BICORE R-LI 40

FONCTIONS ET ACCESSOIRES



FONCTIONS	40
Canaux de traitement / Gain	24 / 12
Programmes auditifs	6
SoundPro 2 Haute Résolution	•
My Voice	•
Direct audio streaming Made for iPhone, Android	• •
Volume automatique	•
Synchronisation sans fil	•
Directivité	Automatique Adaptative iOmni Etroite
Réduction du bruit	Gestion du bruit Anti bruit impulsif
Réduction du bruit du vent	Standard
Réduction de la réverbération	-
Bande passante HD Compression fréquentielle	- •
Programmes musique	-
Tinnitus	Générateur de bruit Fonction Notch
XPhone	•
Acclimatation automatique Data Logging	• •
T-Coil	-
Petit coude	-

ACCESSOIRES	40
Chargeur Dry & UV-C R Chargeur de voyage R Chargeur R	Obligatoire
Smart Mic	○
Smart Transmitter 2,4	○
Smart Key	○
BiCORE CROS R-Li	○
Rexton App.	○

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

Fabriquant Légal
WSAUD A/S
 Nymøllevej 6
 3540 Lyngby, Denmark

Attention: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.

«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.



ACCESSOIRES



Sujet à changement sans préavis. FT BICORE R-Li 40 09/2021
 © 03.2018, Sivantos GmbH · I K
 Tous droits réservés

REXTON