

REXTON

www.rexton.com



Emerald S 40 8C

Made for
iPhone | iPad | iPod



IDENTIFICATION

• Consommation	1.2 mA
• Niveaux de sortie max.	130 dB SPL*
• Gain max.	75 dB*
• Nombre de micros	2

• Pertes	Légères à sévères
• Classe	2
• LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
• LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 601 18-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EMERALD S 40 8C

Fonctions et accessoires



EQUIPEMENT TECHNIQUE

	40
Canaux de traitement / Gain	24/12
Programmes auditifs	6
Direct audio streaming ¹ / Made for iPhone	•
My Voice ²	•
Wireless ²	•
Couplage du volume et des contrôles	•

TRAITEMENT DE LA PAROLE

Bande passante HD	–
iFocus 360 ²	–
Focus 360	–
HD Directionnalité	–
Stereo iLock ²	–
Directional iLock ²	Standard
Voice Ranger	•
XPhone ²	•
Micro directionnel adaptatif multicanaux	•
Micro directionnel automatique	•
Micro directionnel fixe	•
Compression sélective en fréquence	•
Anti larsen intelligent	•

QUALITÉ ET CONFORT DU SON

Dynamique d'entrée élargie	•
Volume automatique ³	•
Ajustement de la directivité microphonique ^{2,4}	–
Réduction de la réverbération	–
Amélioration de la musique	–
iOmni	•
Anti bruit impulsionnel	on / off
Annulation du vent binaurale	•
Réduction intelligente du bruit de vent ²	–
Gestion du bruit	•
Générateur de bruit	6
Fonction Notch (amplification encochée)	•

OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Equaliseur automatique intelligent	Haute
Acclimatation automatique intelligente	Haute
Classification automatique	•
Data logging	•

FONCTIONS SPÉCIALES

	40
Protection SecureTec	IP68
Socle de charge	–
Taille des piles	312
Compartiment à pile marche/arrêt	•
Nano-revêtement	•
Programmation Wireless	•

FONCTIONS DISPONIBLES

Flat cover	–
Molette contrôle du volume	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	•
Kit de conversion couleur	○
Compartiment à pile avec telecoil intégré	–
Compartiment à pile avec sécurité enfant	–
Petit coude	–

PROGRAMMATION

ConnexxAir, ConnexxLink	–
Noahlink Wireless	•
Adaptateur de programmation / Cable	312

ACCESSOIRES (OPTIONS)

Connexx Smart Key		○
Connexx Smart Transmitter 2.4		○
Connexx Smart Mic		○

APPLICATIONS

Connexx Smart Direct		○
----------------------	---	---

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

1. A partir de l'iPhone 5
2. Programmation bilatérale obligatoire
3. Streaming uniquement
4. Réquiert l'application Smart Direct

Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.



«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis
Ordre No. 03470-99T2-7600
© 03.2018, Sivantos GmbH • IK
Tous droits réservés

05.2018 · Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.