



INOX 40 8C

FICHE TECHNIQUE



IDENTIFICATION

Consommation	1,1 mA	Pertes	Légères à moyennes
Niveaux de sortie max.	113 dB SPL*	Classe	1
Gain max.	50 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



Aide Auditive de Classe I Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

iNOX 40 8C

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

EQUIPEMENT TECHNIQUE	40
Canaux de traitement / Gain	24 / 12
Programmes auditifs	6
Direct audio streaming1 / Made for iPhone	–
My Voice	–
Wireless	•
Couplage du volume et des contrôles	•

TRAITEMENT DE LA PAROLE	
Bande passante HD	–
iFocus 360	–
Focus 360	–
HD Directionnalité	–
Stereo iLock	–
Directionnel iLock	–
Voice Ranger	•
XPhone	•
Micro directionnel adaptatif multicanaux	•
Micro directionnel automatique	•
Micro directionnel fixe	•
Compression sélective en fréquence	•
Anti larsen intelligent	•

QUALITÉ ET CONFORT DU SON	
Dynamique d'entrée élargie	•
Volume automatique	–
Ajustement de la directivité microphonique	–
Réduction de la réverbération	–
Amélioration de la musique	–
iOmni	–
Anti bruit impulsionnel	on / off
Annulation du vent binaurale	–
Réduction intelligente du bruit de vent	•
Gestion du bruit	•
Générateur de bruit	6
Fonction Notch (amplification encochée)	•

OPTIMISATION AUTOMATIQUE	
Equaliseur automatique intelligent	haute
Acclimatation automatique intelligente	haute
Classification automatique	•
Data logging	•

FONCTIONS SPÉCIALES	40
Protection SecureTec	–
Socle de charge	–
Taille des piles	10
Compartiment à pile marche/arrêt	•
Nano-revêtement	–
Programmation Wireless	•

FONCTIONS DISPONIBLES	
Flat cover	–
Molette contrôle du volume	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	–
Kit de conversion couleur	–
Compartiment à pile avec telecoil intégré	–
Compartiment à pile avec sécurité enfant	–
Petit coude	–

PROGRAMMATION	
ConnexxAir	•
ConnexxLink	–
Noahlink Wireless	–
Adaptateur de programmation / Cable	flex intra

ACCESSOIRES (OPTIONS)	
Connexx Smart Key	◦
Smart Transmitter 2.4	–
Smart Mic	–
CROS RIC 8C	–
CROS iNOX 8C	◦

APPLICATIONS	
Rexton app.	◦

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

Accessoire



Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
 Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
 Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis
 FT iNOX 40 8C 11/2020
 © 03.2018, Sivantos GmbH • I K
 Tous droits réservés

REXTON

ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.