



# inoX CIC 60 8C



## IDENTIFICATION

• Consommation	1.1 mA	• Pertes	Légères à moyennes
• Niveaux de sortie max.	113 dB SPL*	• Classe	2
• Gain max.	50 dB*	• LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
• Nombre de micros	2	• LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

### EQUIPEMENT TECHNIQUE

	60
Canaux de traitement / Gain	32/16
Programmes auditifs	6
Direct audio streaming <sup>1</sup> / Made for iPhone	–
My Voice <sup>2</sup>	–
Wireless <sup>2</sup>	●
Couplage du volume et des contrôles	●

### TRAITEMENT DE LA PAROLE

Bande passante HD	–
iFocus 360 <sup>2</sup>	–
Focus 360	–
HD Directionnalité	●
Stereo iLock <sup>2</sup>	–
Directionnel iLock <sup>2</sup>	–
Voice Ranger	●
XPhone <sup>2</sup>	–
Micro directionnel adaptatif multicanaux	●
Micro directionnel automatique	●
Micro directionnel fixe	●
Compression sélective en fréquence	●
Anti larsen intelligent	●

### QUALITÉ ET CONFORT DU SON

Dynamique d'entrée élargie	●
Volume automatique <sup>3</sup>	–
Ajustement de la directivité microphonique <sup>2,4</sup>	–
Réduction de la réverbération	–
Amélioration de la musique	Haute
iOmni	–
Anti bruit impulsionnel	3
Annulation du vent binaurale <sup>2</sup>	–
Réduction intelligente du bruit de vent	●
Gestion du bruit	●
Générateur de bruit	6
Fonction Notch (amplification encochée)	●

### OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Equaliseur automatique intelligent	Premium
Acclimatation automatique intelligente	Premium
Classification automatique	●
Data logging	●

### FONCTIONS SPÉCIALES

	60
Protection SecureTec	–
Socle de charge	–
Taille des piles	10
Compartiment à pile marche/arrêt	●
Nano-revêtement	–
Programmation Wireless	●

### FONCTIONS DISPONIBLES

Flat cover	–
Molette contrôle du volume	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	–
Kit de conversion couleur	–
Compartiment à pile avec telecoil intégré	–
Compartiment à pile avec sécurité enfant	–
Petit coude	–

### PROGRAMMATION

ConnexxAir, ConnexxLink	●/–
Noahlink Wireless	–
Adaptateur de programmation / Cable	Flex Intra

### ACCESSOIRES (OPTIONS)

Connexx Smart Key		○
CROS RIC 8C		–
CROS inoX 8C		○
Connexx Smart Transmitter 2.4		–
Connexx Smart Mic		–

### APPLICATIONS

Connexx Smart Direct		–
Connexx Smart Remote		○

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

1. A partir de l'iPhone 5
2. Programmation bilatérale obligatoire
3. Streaming uniquement
4. Réquiert l'application Smart Direct

 Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.

Fabriquant Légal  
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058  
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis  
Ordre No. 03470-99T2-7600  
© 03.2018, Sivantos GmbH • IK  
Tous droits réservés