



M-CORE iX-CIC 80

FICHE TECHNIQUE



IDENTIFICATION

Consommation	1,2 mA	Pertes	Légères à moyennes
Niveaux de sortie max.	114 dB SPL*	Classe	2
Gain max.	50 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

M-CORE iX-CIC 80

FONCTIONS ET ACCESSOIRES



FONCTIONS	80
Canaux de traitement / Gain	48 / 20
Programmes auditifs	6
SoundPro Haute Résolution	•
My Voice	-
Direct audio streaming / Made for iPhone	-
Synchronisation sans fil	•
Directivité	Automatique Adaptative iOmni Avant / Arrière Gauche / Droite Étroite
Réduction du bruit	Gestion du bruit Anti bruit impulsif Directionnel
Réduction du bruit du vent	Standard Binaurale
Réduction de la réverbération	•
Bande passante HD / Compression fréquentielle	• / •
Programmes musique	•
Tinnitus	Générateur de bruit Fonction Notch
XPhone	•
Acclimatation automatique	•
Data Logging	•



- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

ACCESSOIRES	80
Smart Mic	-
Smart Transmitter 2,4	-
Smart Key	◦
M-Core CROS iX	◦
Rexton App.	◦

REXTON

Accessoire



Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
 Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
 Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis
 FT M-CORE iX-CIC 80 09/2020
 © 03.2018, Sivantos GmbH • I K
 Tous droits réservés

ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.