



# M-CORE R-LI 40

## FICHE TECHNIQUE



Made for  
iPhone | iPad | iPod



### IDENTIFICATION

|                        |             |                    |                         |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Consommation           | 2,1 mA      | Pertes             | Légères à sévères       |
| Niveaux de sortie max. | 130 dB SPL* | Classe             | 2                       |
| Gain max.              | 75 dB*      | LPPR > 20 ans      | D: 7343737 / G: 7343714 |
| Nombre de micros       | 2           | LPPR < ou = 20 ans | D: 7343720 / G: 7343708 |

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



Aide Auditive de Classe II Droite  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Droite  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

# REXTON

# M-CORE R-LI 40

## FONCTIONS ET ACCESSOIRES

### FONCTIONS

40

|   |   |
|---|---|
| Canaux de traitement / Gain                   | 24 / 12                                 |
| Programmes auditifs                           | 6                                       |
| SoundPro Haute Résolution                     | •                                       |
| My Voice                                      | •                                       |
| Direct audio streaming / Made for iPhone      | • / •                                   |
| Synchronisation sans fil                      | •                                       |
| Directivité                                   | Automatique<br>Adaptative<br>iOmni      |
| Réduction du bruit                            | Gestion du bruit<br>Anti bruit impulsif |
| Réduction du bruit du vent                    | Standard                                |
| Réduction de la réverbération                 | -                                       |
| Bande passante HD / Compression fréquentielle | - / •                                   |
| Programmes musique                            | -                                       |
| Tinnitus                                      | Générateur de bruit<br>Fonction Notch   |
| XPhone  | •                                       |
| Acclimatation automatique                     | •                                       |
| Data Logging                                  | •                                       |

### ACCESSOIRES

40

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Chargeur M-Core       | Obligatoire |
| Smart Mic             | ◦           |
| Smart Transmitter 2,4 | ◦           |
| Smart Key             | ◦           |
| M-Core CROS R-Li      | ◦           |
| Rexton App.           | ◦           |



«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

# REXTON

## Accessoires



Fabriquant Légal  
**Sivantos GmbH**  
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058  
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis  
FT M-CORE R-LI 40 06/2020  
© 03.2018, Sivantos GmbH · I K  
Tous droits réservés

**ATTENTION:** Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.