



M-CORE R-LI 60

FICHE TECHNIQUE



Made for
iPhone | iPad | iPod



IDENTIFICATION

Consommation	2,1 mA	Pertes	Légères à sévères
Niveaux de sortie max.	130 dB SPL*	Classe	2
Gain max.	75 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

M-CORE R-LI 60

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

FONCTIONS

60

Canaux de traitement / Gain	32 / 16
Programmes auditifs	6
SoundPro Haute Résolution	•
My Voice	•
Direct audio streaming / Made for iPhone	• / •
Synchronisation sans fil	•
Directivité	Automatique Adaptative iOmni Avant / Arrière
Réduction du bruit	Gestion du bruit Anti bruit impulsif Directionnel
Réduction du bruit du vent	Standard Binaurale
Réduction de la réverbération	-
Bande passante HD / Compression fréquentielle	- / •
Programmes musique	•
Tinnitus	Générateur de bruit Fonction Notch
XPhone	•
Acclimatation automatique	•
Data Logging	•

ACCESSOIRES

60

Chargeur M-Core	Obligatoire
Smart Mic	•
Smart Transmitter 2,4	•
Smart Key	•
M-Core CROS R-Li	•
Rexton App.	•



Made for
iPhone | iPad | iPod

«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

REXTON

Accessoires



CHARGEUR
M-CORE



SMART
KEY



SMART
MIC



SMART
TRANSMITTER 2.4

Fabriquanteur Légal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis
FT M-CORE R-Li 60 06/2020
© 03.2018, Sivantos GmbH • I K
Tous droits réservés

ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.