



M-CORE SR 40

FICHE TECHNIQUE



Made for
iPhone | iPad | iPod



IDENTIFICATION

Consommation	2,0 mA	Pertes	Légères à moyennes
Niveaux de sortie max.	124 dB SPL*	Classe	2
Gain max.	70 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

M-CORE SR 40

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

FONCTIONS

40

Canaux de traitement / Gain	24 / 12
Programmes auditifs	6
SoundPro Haute Résolution	•
My Voice	•
Direct audio streaming / Made for iPhone	• / •
Synchronisation sans fil	•
Directivité	Automatique Adaptative iOmni
Réduction du bruit	Gestion du bruit Anti bruit impulsionnel
Réduction du bruit du vent	Standard
Réduction de la réverbération	–
Bande passante HD / Compression fréquentielle	– / •
Programmes musique	–
Tinnitus	Générateur de bruit Fonction Notch
XPhone	•
Acclimatation automatique	•
Data Logging	•

ACCESSOIRES

40

Chargeur M-Core SR	Obligatoire
Smart Mic	•
Smart Transmitter 2,4	•
Smart Key	•
Rexton App.	•



Made for
iPhone | iPad | iPod

«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

REXTON

Accessoires



CHARGEUR
M-CORE SR



SMART
KEY



SMART
MIC



SMART
TRANSMITTER 2.4

Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis
FT M-CORE R-LI 40 06/2020
© 03.2018, Sivantos GmbH • I K
Tous droits réservés

ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.