

# REXTON

www.rexton.com



## Mosaic M 60 8C

Made for  
iPhone | iPad | iPod



### IDENTIFICATION

• Consommation	1.4 mA
• Niveaux de sortie max.	134 dB SPL*
• Gain max.	63 dB*
• Nombre de micros	2

• Pertes	Légères à sévères
• Classe	2
• LPPR > 20 ans	D: 7343737 / G: 7343714
• LPPR < ou = 20 ans	D: 7343720 / G: 7343708

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 601 18-7:2005 et ANSI S3.22-2009

# MOSAIC M 60 8C

## Fonctions et accessoires



### EQUIPEMENT TECHNIQUE

	60
Canaux de traitement / Gain	32/16
Programmes auditifs	6
Direct audio streaming <sup>1</sup> / Made for iPhone	•
My Voice <sup>2</sup>	•
Wireless <sup>2</sup>	•
Couplage du volume et des contrôles	•

### TRAITEMENT DE LA PAROLE

Bande passante HD	•
iFocus 360 <sup>2</sup>	Manuel
Focus 360	•
HD Directionnalité	•
Stereo iLock <sup>2</sup>	–
Directional iLock <sup>2</sup>	Premium
Voice Ranger	•
XPhone <sup>2</sup>	•
Micro directionnel adaptatif multicanaux	•
Micro directionnel automatique	•
Micro directionnel fixe	•
Compression sélective en fréquence	•
Anti larsen intelligent	•

### QUALITÉ ET CONFORT DU SON

Dynamique d'entrée élargie	•
Volume automatique <sup>3</sup>	•
Ajustement de la directivité microphonique <sup>2,4</sup>	Haute
Réduction de la réverbération	–
Amélioration de la musique	Haute
iOmni	•
Anti bruit impulsionnel	3
Annulation du vent binaural	•
Réduction intelligente du bruit de vent <sup>2</sup>	Haute
Gestion du bruit	•
Générateur de bruit	6
Fonction Notch (amplification encochée)	•

### OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Equaliseur automatique intelligent	Premium
Acclimatation automatique intelligente	Premium
Classification automatique	•
Data logging	•

### FONCTIONS SPÉCIALES

	60
Protection SecureTec	IP68
Socle de charge	–
Taille des piles	13
Compartiment à pile marche/arrêt	•
Nano-revêtement	•
Programmation Wireless	•



### FONCTIONS DISPONIBLES

Flat cover	–
Molette contrôle du volume	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	•
Kit de conversion couleur	○
Compartiment à pile avec telecoil intégré	○
Compartiment à pile avec sécurité enfant	–
Petit coude	○

### PROGRAMMATION

ConnexxAir, ConnexxLink	–
Noahlink Wireless	•
Adaptateur de programmation / Cable	13

### ACCESSOIRES (OPTIONS)

Connexx Smart Key		○
Connexx Smart Transmitter 2.4		○
Connexx Smart Mic		○

### APPLICATIONS

Connexx Smart Direct		○
----------------------	---	---

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

1. A partir de l'iPhone 5
2. Programmation bilatérale obligatoire
3. Streaming uniquement
4. Réquiert l'application Smart Direct

Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.



«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

Fabriquant Légal  
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058  
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis  
Ordre No. 03470-99T2-7600  
© 03.2018, Sivantos GmbH • IK  
Tous droits réservés

05.2018 · Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.